

U 423

Cesto

para inserção ideal de diversos copos.



- Com 3 fileiras
- Para copos com um diâmetro máximo de 120 mm

Código EAN: 4002516855156 / Número de material: 12655840 /

Número de material antigo: 67642302D

<b>Categorias de produto associadas</b>	
---	--

Máquinas de lavar louça de tanque	•
-----------------------------------	---

<b>Equipamentos compatíveis</b>	
---------------------------------	--

PG 8164	•
---------	---

PTD 701	•
---------	---

<b>Categoria do produto</b>	
-----------------------------	--

Cesto para copos	•
------------------	---

<b>Caraterísticas do produto</b>	
----------------------------------	--

Material	Arame, rev. em Rilsan
----------	-----------------------

Cor	Branco
-----	--------

Número de fileiras	3
--------------------	---

Distância entre suportes em mm	120
--------------------------------	-----

<b>Dimensões e peso</b>	
-------------------------	--

Medida exterior, altura bruta em mm	180
-------------------------------------	-----

Medida exterior, largura bruta em mm	540
--------------------------------------	-----

Medida exterior, profundidade bruta em mm	610
---	-----

Peso líquido em kg	2,08
--------------------	------

Peso bruto em kg	3,13
------------------	------