

U 515

Cesto

para colocação ideal de 6 tabuleiros, travessas ou bandejas.



- Com 6 fileiras
- Distância entre fixadores 60 mm mm

Código EAN: 4002516855033 / Número de material: 12655910 /

Número de material antigo: 67651502D

Categorias de produto associadas	
---	--

Máquinas de lavar louça de tanque	•
-----------------------------------	---

Equipamentos compatíveis	
---------------------------------	--

PG 8169	•
---------	---

PG 8172	•
---------	---

PG 8172 Eco	•
-------------	---

PTD 901	•
---------	---

PTD 704	•
---------	---

Categoria do produto	
-----------------------------	--

Cesto para bandejas	•
---------------------	---

Caraterísticas do produto	
----------------------------------	--

Material	Aço inoxidável
----------	----------------

Cor	Aço inoxidável
-----	----------------

Número de filas	6
-----------------	---

Distância entre suportes em mm	60
--------------------------------	----

Capacidade	
-------------------	--

Bandejas até uma largura de 600 mm [número]	6
---	---

Dimensões e peso	
-------------------------	--

Medida exterior, altura bruta em mm	260
-------------------------------------	-----

Medida exterior, largura bruta em mm	520
--------------------------------------	-----

Medida exterior, profundidade bruta em mm	625
---	-----

Peso líquido em kg	2,11
--------------------	------

Peso bruto em kg	3,58
------------------	------