

U 508
Cesto
para inserção ideal de chávenas.



- Com 4 séries para chávenas com um diâmetro máx. de 10 cm

Código EAN: 4002516854654 / Número de material: 12655940 /
Número de material antigo: 67650802D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar louça de água renovada	•
Máquinas de lavar louça de tanque	•
Máquinas de lavar louça de tanque com carga deslizante	•
Equipamentos compatíveis	
G 8066	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
PTD 702	•
PTD 703	•
PTD 704	•

U 508
Cesto
para inserção ideal de chávenas.



Código EAN: 4002516854654 / Número de material: 12655940 /
Número de material antigo: 67650802D

Categoria do produto	
Cesto para chávenas	•
Caraterísticas do produto	
Material	Arame, rev. em Rilsan, Plástico
Cor	Azul, Branco
Número de filas	4
Capacidade	
Chávenas [número]	20
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura bruta em mm	220
Medida exterior, largura bruta em mm	550
Medida exterior, profundidade bruta em mm	550
Peso líquido em kg	1,98
Peso bruto em kg	3,02