

U 513

Cesto

com um lado do cesto aberto para a inserção ideal de tabuleiros.



- Com 9 fileiras
- Distância entre fixadores 45 mm
- Não aplicável em máquinas de lavar louça de água renovada

Código EAN: 4002516854296 / Número de material: 12655960 /

Número de material antigo: 67651302D

Categorias de produto associadas

Máquinas de lavar louça de tanque	•
Máquinas de lavar louça de tanque com carga deslizante	•

Equipamentos compatíveis

G 8066

PG 8169

PG 8172

PG 8172 Eco

PTD 901

PTD 704

Categoria do produto

Cesto para bandejas

Caraterísticas do produto

Material	Plástico
Cor	Cinzentos
Número de filas	9
Distância entre suportes em mm	45

Dimensões e peso

Medida exterior, altura bruta em mm	220
Medida exterior, largura bruta em mm	550
Medida exterior, profundidade bruta em mm	550
Peso líquido em kg	1,96
Peso bruto em kg	3,00