


U 547

Cesto

c/ estrutura superior alta p/ inserção ideal de 49 copos com até 23 cm de altura.



- Com 49 compartimentos
- Tamanho das divisórias 63 mm x 63 mm
- Inclui conjunto de extensores composto por extensor curto e longo
- Estrutura superior ajustável até 23 cm em altura com extensor
- Largura 50, profundidade 50 cm, largura com flancos Gastronorm 53 cm

Código EAN: 4002516854371 / Número de material: 12663000 /


Número de material antigo: 67654702D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar louça de água renovada	•
Máquinas de lavar louça de tanque	•
Máquinas de lavar louça de tanque com carga deslizante	•
Equipamentos compatíveis	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
PTD 702	•
PTD 703	•

U 547

Cesto

c/ estrutura superior alta p/ inserção ideal de 49 copos com até 23 cm de altura.



Código EAN: 4002516854371 / Número de material: 12663000 /

Número de material antigo: 67654702D

PTD 704

Categoria do produto

Cesto para copos

Caraterísticas do produto

Material

Plástico

Cor

Azul, Encarnado

Número de compartimentos

49

Largura do compartimento em mm

63

Comprimento do compartimento em mm

63

Capacidade

Copos entre 140–175 mm de altura [número]

49

Copos entre 200–230 mm de altura [número]

49

Dimensões e peso

Medida exterior, altura bruta em mm

230

Medida exterior, largura bruta em mm

550

Medida exterior, profundidade bruta em mm

550

Peso líquido em kg

3,61

Peso bruto em kg

4,67