


E 167

Cesto para talheres
para inserção de talheres.




- Indicado para cesto para pratos U 506
- 7 Compartimentos

Código EAN: 4002516854869 / Número de material: 12663060 /
Número de material antigo: 67616702D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar louça de água renovada	•
Máquinas de lavar louça de tanque	•
Máquinas de lavar louça de tanque com carga deslizante	•
Equipamentos compatíveis	
G 8066	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
PTD 702	•
PTD 703	•
PTD 704	•

E 167

Cesto para talheres
para inserção de talheres.



Código EAN: 4002516854869 / Número de material: 12663060 /
Número de material antigo: 67616702D

Categoria do produto	
Complemento para talheres	•
Caraterísticas do produto	
Material	Plástico
Cor	Branco
Número de compartimentos	7
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura bruta em mm	95
Medida exterior, largura bruta em mm	170
Medida exterior, profundidade bruta em mm	550
Peso líquido em kg	0,19
Peso bruto em kg	0,34