


KT 500

para inserção de cestos com dimensões exteriores até 50 x 50 cm.



- Necessário para PG 8172 com mesas antigas da Miele (G 720/21)
- O suporte de cestos é utilizado em vez do suporte standard

Código EAN: 4002516854333 / Número de material: 12663120 /
Número de material antigo: 67850003D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar louça de tanque com carga deslizante	•
Equipamentos compatíveis	
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
Categoria do produto	
Suportes de cestos	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura bruta em mm	120
Medida exterior, largura bruta em mm	620
Medida exterior, profundidade bruta em mm	815
Peso líquido em kg	2,62
Peso bruto em kg	4,16