

U 520
Cesto
para inserção ideal de copos.



- 36 Compartimento para 36 copos
- Tamanho das divisórias 73 mm x 73 mm
- Altura 10,4, largura 50 (53 incl. flancos GN), profundidade 50 cm

Código EAN: 4002516854418 / Número de material: 12663380 /
Número de material antigo: 67652002D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar louça de água renovada	•
Máquinas de lavar louça de tanque	•
Máquinas de lavar louça de tanque com carga deslizante	•
Equipamentos compatíveis	
G 8066	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
PTD 702	•
PTD 703	•
PTD 704	•

U 520
Cesto
para inserção ideal de copos.



Código EAN: 4002516854418 / Número de material: 12663380 /
Número de material antigo: 67652002D

Categoria do produto	
Cesto para copos	•
Caraterísticas do produto	
Material	Plástico
Cor	Azul, Verde
Número de compartimentos	36
Largura do compartimento em mm	73
Comprimento do compartimento em mm	73
Capacidade	
Copos até 73 mm de altura [número]	36
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura bruta em mm	220
Medida exterior, largura bruta em mm	550
Medida exterior, profundidade bruta em mm	550
Peso líquido em kg	1,74
Peso bruto em kg	2,79