


A 103

Cesto superior

para colocação perfeita de complementos.



- Altura de carga: 95 mm, largura 505 mm, profundidade 472 mm
- Especialmente indicado p/ o reprocessamento de cestos de rede DIN
- Também adeq. p/ outras aplicações com material de altura reduzida
- Pode ser utilizado em combinação com o carro A 202
- Com braço aspersor integrado

Código EAN: 4002516855040 / Número de material: 12664750 /

Número de material antigo: 69610302D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar e desinfetar, laboratório	•
Máquinas de lavar e desinfetar, medicina	•
Equipamentos compatíveis	
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8592	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 8683 [Safety]	•
PLW 8693 [Safety]	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Categoria do produto	
Suportes de cestos	•
Cesto superior	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável, Plástico
Cor	Aço inoxidável, Preto
Altura máxima de carga em mm	95
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de vidraria de laboratório	•
Reprocessamento de socos de bloco OP	•
Reprocessamento de instrumentos cirúrgicos	•
Reprocessamento de cestos de rede	•
Reprocessamento de diversos utensílios	•
Capacidade	
Cestos de rede DIN [número]	2
Cestos de rede SPRI [número]	1
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	133
Medida exterior, largura líquida em mm	528
Medida exterior, profundidade líquida em mm	528
Medida exterior, altura bruta em mm	170
Medida exterior, largura bruta em mm	545
Medida exterior, profundidade bruta em mm	560
Peso líquido em kg	4,18
Peso bruto em kg	4,64