


A 104

Cesto superior

para colocação perfeita de instrumentos de CMI, artroscopia e urologia.



- Lado direito para colocar 11 instrumentos ocós
- Pontos de ligação adicionais Luer-Lock para instrumentos ocós

Código EAN: 4002516854807 / Número de material: 12664810 /  
Número de material antigo: 69610401D

<b>Categorias de produto associadas</b>	
Máquinas de lavar e desinfetar, medicina	•
<b>Equipamentos compatíveis</b>	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
<b>Categoria do produto</b>	
Cesto para instrumentos CMI	•
Módulo injetor	•
Cesto superior	•
<b>Caraterísticas do produto</b>	
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável
<b>Âmbito de aplicação</b>	
Reprocessamento de instrumentos CMI	•
<b>Capacidade</b>	
Cestos de rede DIN [número]	1
Instrumentos ocós [número]	11
<b>Dimensões e peso</b>	
Medida exterior, altura líquida em mm	332
Medida exterior, largura líquida em mm	528
Medida exterior, profundidade líquida em mm	526
Medida exterior, altura bruta em mm	420
Medida exterior, largura bruta em mm	533
Medida exterior, profundidade bruta em mm	594
Peso líquido em kg	4,86
Peso bruto em kg	6,89
<b>Incluído na embalagem</b>	
E 442 casquilhos, Ø 11 mm, comprimento 121 mm, com tampa Ø 6 mm [número]	2
E 448 Tubo de silicone com adaptador Luer-Lock fêmea [número]	2
E 452 Injetor 2,5 x 60 mm [número]	1
E 453 Injetor 4 x 110 mm com mola de fixação [número]	1
E 454 Injetor para cânula do Trokar 10–15 mm [número]	1