


A 105/1

Cesto superior

ajustável em altura, com injetores, para colocar vários conjuntos de instrumentos.



- Lado direito: 22 posições para injetores
- Lado esquerdo para colocar complementos
- #Secagem interna ativa de peças de mão dentárias e outras
- Dimensões de carga A 225 +/- 30, L 360, P 445 mm
- Tubo filtro A 800 utilizável nas duas réguas de injetores

Código EAN: 4002516854814 / Número de material: 12664820 /
Número de material antigo: 69610502D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar e desinfetar térmicas	•
Máquina de lavar, pequena, medicina dentária	•
Máquinas de lavar e desinfetar, medicina	•
Equipamentos compatíveis	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PWA 8672	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Categoria do produto	
Módulo injetor	•
Cesto superior	•
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de instrumentos de ORL	•
Reprocessamento de instrumentos dentários	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável, Plástico
Cor	Aço inoxidável, Preto
Possibilidade de inserção de um filtro central	•
Capacidade	
Instrumentos de transferência [número]	22
Instrumentos ocós [número]	22
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	202
Medida exterior, largura líquida em mm	528
Medida exterior, profundidade líquida em mm	528
Medida exterior, altura bruta em mm	220
Medida exterior, largura bruta em mm	540
Medida exterior, profundidade bruta em mm	540
Peso líquido em kg	4,88
Peso bruto em kg	5,57
Incluído na embalagem	
A 838 Conjunto de chaves [número]	1