

A 846

Injetor

com apoio, para lavagem de frascos de laboratório e balões de colo estreito.



- Para frascos de laboratório até 10 litros e balões de colo estreito até 6 litros
- Comprimento do injetor: 127 mm, comprimento do injetor com suporte: 158 mm
- Ø dos injetores: 10 mm
- Adequado para módulo A 313 e A 612

Código EAN: 4002516855088 / Número de material: 12665100 /
Número de material antigo: 69684601D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar e desinfetar, laboratório	•
Máquinas de lavar e desinfetar para laboratório SlimLine	•
Equipamentos de limpeza para limpeza industrial de peças	•
Máquinas de lavar e desinfetar para laboratório SlimLine para a limpeza industrial de peças	•
Equipamentos compatíveis	
PLW 8636 [IPC]	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 7111	•
PLW 7111 [IPC]	•
Categoria do produto	
Injetor	•
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de vidraria de laboratório	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável, Borracha, Plástico
Cor	Aço inoxidável, Preto, Cinzento
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	158
Medida exterior, largura líquida em mm	110
Medida exterior, profundidade líquida em mm	110
Medida exterior, altura bruta em mm	160
Medida exterior, largura bruta em mm	145
Medida exterior, profundidade bruta em mm	265
Peso líquido em kg	0,23
Peso bruto em kg	0,38