

A 847

Injetor

com apoio, para lavagem de frascos Erlenmeyer.



- Para frascos Erlenmeyer até 5 L
- Comprimento dos injetores: 127 mm
- Ø do injetor: 10 mm, Ø do apoio: 142 mm
- Adequado para módulo A 313 e A 612

Código EAN: 4002516855101 / Número de material: 12665110 /

Número de material antigo: 69684701D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar e desinfetar, laboratório	•
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, laboratório	•
Equipamentos compatíveis	
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 7111	•
Categoria do produto	
Injetor	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável, Plástico
Cor	Aço inoxidável, Cinzento
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de vidraria de laboratório	•
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	170
Medida exterior, largura líquida em mm	249
Medida exterior, profundidade líquida em mm	35
Medida exterior, altura bruta em mm	70
Medida exterior, largura bruta em mm	180
Medida exterior, profundidade bruta em mm	260
Peso líquido em kg	0,13
Peso bruto em kg	0,22