

A 848

Injetor

com apoio, para lavagem de balões volumétricos.



- Para balões graduados até 5 L
- Comprimento dos injetores: 350 mm
- Ø do injetor: 10 mm, Ø do apoio: 142 mm
- Adequado para módulo A 313 e A 612

Código EAN: 4002516854234 / Número de material: 12665120 /

Número de material antigo: 69684801D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar e desinfetar, laboratório	•
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, laboratório	•
Equipamentos compatíveis	
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 7111	•
Categoria do produto	
Injetor	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável, Plástico
Cor	Aço inoxidável, Cinzento
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de vidraria de laboratório	•
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	350
Medida exterior, largura líquida em mm	20
Medida exterior, profundidade líquida em mm	20
Medida exterior, altura bruta em mm	70
Medida exterior, largura bruta em mm	185
Medida exterior, profundidade bruta em mm	360
Peso líquido em kg	0,20
Peso bruto em kg	0,32