


A 862
Moldura
para módulo de injetores A 302/2 e A 302/3.



- Divisão: áreas 4 x 8
- Pode ser acoplado no módulo injetor A 302/2 e A302/3
- Para posicionamento otimizado de vidraria de laboratório
- Plastificado

Código EAN: 4002516854203 / Número de material: 12665480 /
Número de material antigo: 69686201D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar e desinfetar, laboratório	•
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, laboratório	•
Equipamentos compatíveis	
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 7111	•
Categoria do produto	
Outros complementos/Outro módulo	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável, Plástico, Arame, rev. em Rilsan
Cor	Aço inoxidável, Preto
Número de compartimentos	32
Largura do compartimento em mm	56
Comprimento do compartimento em mm	52
Componente do sistema EasyLoad	•
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de vidraria de laboratório	•
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	30
Medida exterior, largura líquida em mm	250
Medida exterior, profundidade líquida em mm	350
Medida exterior, altura bruta em mm	100
Medida exterior, largura bruta em mm	255
Medida exterior, profundidade bruta em mm	465
Peso líquido em kg	0,55
Peso bruto em kg	0,80