

A 11/1

Complemento

para limpeza cuidada de materiais sensíveis com refração do jato de lavagem.



- Com recortes 7 x 7 mm
- Aplicável no cesto superior e inferior
- Utilização recomendada na PG 8536

Código EAN: 4002516854913 / Número de material: 12666290 /

Número de material antigo: 69501104D

<b>Categorias de produto associadas</b>	
Máquinas de lavar e desinfetar, laboratório	•
<b>Equipamentos compatíveis</b>	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 7111	•
PLW 8505	•
<b>Categoria do produto</b>	
Armação de base	•
<b>Caraterísticas do produto</b>	
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável
<b>Âmbito de aplicação</b>	
Reprocessamento de vidraria de laboratório	•
<b>Dimensões e peso</b>	
Medida exterior, altura líquida em mm	1
Medida exterior, largura líquida em mm	433
Medida exterior, profundidade líquida em mm	433
Medida exterior, altura bruta em mm	20
Medida exterior, largura bruta em mm	470
Medida exterior, profundidade bruta em mm	470
Peso líquido em kg	0,70
Peso bruto em kg	0,90