

A 151

Cesto inferior

para colocação de cestos em rede DIN convencionais e de vários complementos.



- Altura de montagem dependente do cesto superior escolhido
- Largura de carga: 490 mm, profundidade: 498 mm

Código EAN: 4002516853992 / Número de material: 12666340 /

Número de material antigo: 69615101D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar louça de água renovada	•
Máquinas de lavar e desinfetar, laboratório	•
Máquinas de lavar e desinfetar térmicas	•
Máquinas de lavar e desinfetar, medicina	•
Equipamentos compatíveis	
PG 8058	•
PG 8063	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 8683 [Safety]	•
PLW 8693 [Safety]	•
PWA 8672	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Categoria do produto	
Suportes de cestos	•
Cesto inferior	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável, Plástico
Cor	Aço inoxidável, Preto
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de vidraria de laboratório	•
Reprocessamento de instrumentos GIN	•
Reprocessamento de instrumentos de ORL	•
Reprocessamento de instrumentos dentários	•
Reprocessamento de socos de bloco OP	•
Reprocessamento de alguidares	•
Reprocessamento de reniformes	•
Reprocessamento de biberões	•
Reprocessamento de instrumentos cirúrgicos	•
Reprocessamento de cestos de rede	•
Reprocessamento de diversos utensílios	•
Reprocessamento das válvulas de reparação	•

A 151

Cesto inferior

para colocação de cestos em rede DIN convencionais e de vários complementos.



Código EAN: 4002516853992 / Número de material: 12666340 /
Número de material antigo: 69615101D

Reprocessamento de máscaras proteção respiratória	•
Reprocessamento de estruturas de suporte de aparelhos respiratórios isolantes de ar comprimido	•

Capacidade	
-------------------	--

Cestos de rede DIN [número]	2
Cestos de rede SPR1 [número]	1

Dimensões e peso	
-------------------------	--

Medida exterior, altura bruta em mm	120
Medida exterior, largura bruta em mm	545
Medida exterior, profundidade bruta em mm	535
Peso líquido em kg	1,84
Peso bruto em kg	2,40