


A 201
Carro
para colocação perfeita de conjuntos de anestesia.



- 8 injectores com mola para tubos de respiração até 1,5 m comp.
- Colocação em forma de espiral
- 15 injectores para material de intubação

Código EAN: 4002516854005 / Número de material: 12667090 /
Número de material antigo: 69620101D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar e desinfetar, medicina	•
Equipamentos compatíveis	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Categoria do produto	
Carro para instrumentos de anestesia	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável, Plástico
Cor	Aço inoxidável, Preto
Capacidade	
Conjuntos AN [número]	3
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura bruta em mm	790
Medida exterior, largura bruta em mm	715
Medida exterior, profundidade bruta em mm	860
Peso líquido em kg	8,97
Peso bruto em kg	10,27
Incluído na embalagem	
E 430/1 1/3 cestos de rede [número]	1
E 431 injetor para foles, Ø 8 x 193 mm [número]	1
E 432 suporte para tubos de ventilação de foles [número]	1
E 433 suporte para tubos de ventilação em silicone [número]	2
E 434 suporte para tubos de ventilação de crianças [número]	1
E 466 Injetor 8 x 333 mm, para ressuscitadores [número]	6
E 496 Injetor 4 x 120 mm [número]	15