

A 202

Carro

para colocação perfeita de 4 cestos de rede DIN.



- Adequado para 4 cestos de rede DIN a 2 níveis
- Mold. encaixe: removíveis p/ reproc. material lavagem mais alto
- 6 possibilidades de ligação adicionais através de lig. Luer-Lock.
- Com braço aspersor integrado
- As alturas de carga dos diferentes níveis são diferentes

Código EAN: 4002516854043 / Número de material: 12667130 /

Número de material antigo: 69620201D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar e desinfetar, laboratório	•
Máquinas de lavar e desinfetar, medicina	•
Equipamentos de limpeza para limpeza industrial de peças	•
Equipamentos compatíveis	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8592	•
PG 8593	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Categoria do produto	
Carro para complementos	•
Carro para cestos de rede	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável, Plástico
Cor	Aço inoxidável, Preto
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de vidraria de laboratório	•
Reprocessamento de instrumentos cirúrgicos	•
Capacidade	
Cestos de rede DIN [número]	4
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	223
Medida exterior, largura líquida em mm	529
Medida exterior, profundidade líquida em mm	542
Medida exterior, altura bruta em mm	270
Medida exterior, largura bruta em mm	570
Medida exterior, profundidade bruta em mm	550
Peso líquido em kg	6,04
Peso bruto em kg	6,76