


E 103/1

Complemento

para colocação perfeita de tubos de ensaio até 12 x 75 mm.



- Adequado para aprox. 200 tubos de ensaio (até 12 x 75 mm)
- dividido em 6 separadores
- A malha tem 8 x 8 mm
- Tampa incluída A 13

Código EAN: 4002516854104 / Número de material: 12667340 /

Número de material antigo: 69510303D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar e desinfetar, laboratório	•
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, laboratório	•
Máquinas de lavar e desinfetar para laboratório SlimLine	•
Equipamentos de limpeza para limpeza industrial de peças	•
Máquinas de lavar e desinfetar para laboratório de grande capacidade para limpeza industrial de peças	•
Máquinas de lavar e desinfetar para laboratório SlimLine para a limpeza industrial de peças	•
Equipamentos compatíveis	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 7111	•
PLW 8505	•
Categoria do produto	
Complemento/Módulo para tubos de ensaio	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de tubos de ensaio	•
Reprocessamento de vidraria de laboratório	•
Capacidade	
Tubos de ensaio [número]	200
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	122
Medida exterior, largura líquida em mm	200
Medida exterior, profundidade líquida em mm	220
Medida exterior, altura bruta em mm	140
Medida exterior, largura bruta em mm	245
Medida exterior, profundidade bruta em mm	250
Peso líquido em kg	0,56

E 103/1

Complemento

para colocação perfeita de tubos de ensaio até 12 x 75 mm.

Código EAN: 4002516854104 / Número de material: 12667340 /

Número de material antigo: 69510303D

Peso bruto em kg

0,73

**Incluído na embalagem**

A 13 Tampa [número]

1

