

E 374

Complemento

para colocação perfeita de instrumentos ORL, por ex. ligações de inalação.



- 24 comp. aprox. 45 x 45 mm, 27 compartimentos aprox. 12 x 12 mm
- Malha da base 1,7 mm
- Aplicável no cesto superior e inferior

Código EAN: 4002516854050 / Número de material: 12667400 /

Número de material antigo: 69537402D

<b>Categorias de produto associadas</b>	
Máquinas de lavar e desinfetar, medicina	•
<b>Equipamentos compatíveis</b>	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
<b>Categoria do produto</b>	
Complemento para instrumentos de otorrinolaringologia	•
<b>Caraterísticas do produto</b>	
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável
Número de compartimentos	51
<b>Âmbito de aplicação</b>	
Reprocessamento de instrumentos de ORL	•
<b>Dimensões e peso</b>	
Medida exterior, altura líquida em mm	63
Medida exterior, largura líquida em mm	173
Medida exterior, profundidade líquida em mm	445
Medida exterior, altura bruta em mm	88
Medida exterior, largura bruta em mm	225
Medida exterior, profundidade bruta em mm	468
Peso líquido em kg	1,14
Peso bruto em kg	1,34