

A 203

Carro

para colocação perfeita de instrumentos CMI.



- Adequado p/ p.ex. colocação de E 451, E 457, E 460, E 473, E 444
- Carregamento em 2 níveis

Código EAN: 4002516853985 / Número de material: 12667770 /

Número de material antigo: 69620301D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar e desinfetar, medicina	•
Equipamentos compatíveis	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Categoria do produto	
Carro para instrumentos CMI	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de instrumentos CMI	•
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	520
Medida exterior, largura líquida em mm	529
Medida exterior, profundidade líquida em mm	542
Medida exterior, altura bruta em mm	540
Medida exterior, largura bruta em mm	560
Medida exterior, profundidade bruta em mm	560
Peso líquido em kg	9,15
Peso bruto em kg	11,00
Incluído na embalagem	
E 336 casquilhos MIBO, Ø 11 mm, comprimento 121 mm [número]	3
E 362 parafusos cegos [número]	2
E 442 casquilhos, Ø 11 mm, comprimento 121 mm, com tampa Ø 6 mm [número]	15
E 443 casquilhos, Ø 11 mm, comprimento 121 mm, com tampa Ø 10 mm [número]	5
E 445: 12 tampas para casquilhos E 442, abertura com Ø 6 mm [número]	1
E 446: 12 tampas para casquilhos E 443, abertura com Ø 10 mm [número]	1
E 447 Adaptador fêmea, para Luer-Lock macho [número]	3
E 448 Tubo de silicone com adaptador Luer-Lock fêmea [número]	6
E 449 Adaptador macho, para Luer-Lock fêmea [número]	5
E 451 Complemento 1/6 cestos de rede [número]	1
E 452 Injetor 2,5 x 60 mm [número]	3
E 453 Injetor 4 x 110 mm com mola de fixação [número]	8
E 454 Injetor para cânula do Trokar 10–15 mm [número]	6
E 456 Mola de abertura para instrumentos CMI [número]	4
E 464 Encaixe para injetor E 454 [número]	3