

A 204  
Carro  
para colocação perfeita de instrumentos Micro.



- Nível 1: adequado para colocação de complementos
- Nível 2 direita 22 ligações para instrumentos ocos complexos
- Nível 2 esquerda: 11 adaptadores Luer-Lock, macho, tubo horiz.
- Com braço aspersor integrado
- Tubo filtro A 800 utilizável nas duas régua de injectores

Código EAN: 4002516854821 / Número de material: 12667790 /  
Número de material antigo: 69620401D

<b>Categorias de produto associadas</b>	
Máquinas de lavar e desinfetar, medicina	•
<b>Equipamentos compatíveis</b>	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
<b>Categoria do produto</b>	
Carro para instrumentos de oftalmologia	•
<b>Caraterísticas do produto</b>	
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável
Possibilidade de inserção de um filtro central	•
<b>Âmbito de aplicação</b>	
Reprocessamento de instrumentos de oftalmologia	•
<b>Capacidade</b>	
Conjuntos cirúrgicos para instrumentos micro [número]	2-4
<b>Incluído na embalagem</b>	
E 476 Encaixe [número]	1
E 477 Batente [número]	1