

A 207

Carro

para colocação perfeita de instrumentos Micro.



- Reprocessamento eficiente: carga rápida e elevado rendimento
- Nível superior: até 8 tabuleiros p/ colocação de instrumentos ociosos
- Níveis inf.: 8 tabuleiros deitados para outros conj. instr. Ofta.

Código EAN: 4002516854210 / Número de material: 12667800 /

Número de material antigo: 69620702D

<b>Categorias de produto associadas</b>	
Máquinas de lavar e desinfetar, medicina	•
<b>Equipamentos compatíveis</b>	
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
<b>Categoria do produto</b>	
Carro para instrumentos de oftalmologia	•
<b>Características do produto</b>	
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável
Possibilidade de inserção de um filtro central	•
<b>Âmbito de aplicação</b>	
Reprocessamento de instrumentos de oftalmologia	•
<b>Capacidade</b>	
Tabuleiros/Bandejas [número]	16
Conjuntos cirúrgicos para instrumentos micro [número]	8
<b>Dimensões e peso</b>	
Medida exterior, altura bruta em mm	692
Medida exterior, largura bruta em mm	685
Medida exterior, profundidade bruta em mm	685
Peso líquido em kg	9,58
Peso bruto em kg	13,32
<b>Incluído na embalagem</b>	
A 311 Suporte para bandejas [número]	2
A 800, tubo filtro [número]	1
A 804, escova de limpeza [número]	1