

A 300/2

Módulo injetor

para colocação ideal de vidraria de laboratório: pode ser equipado com 8 injetores.



- Adequado para diversa vidraria de laboratório como frascos Erlenmeyer e balões de colo estreito, etc.
- Módulo sem injetores: carga consoante necessidade individual
- Para até 8 injetores
- Parte integrante do sistema EasyLoad
- Distância do injetor 118 mm em largura, 118 mm em profundidade
- Especialmente adequado para A 840 e A 841 (diâmetro do injetor 6 mm)

Código EAN: 4002516853954 / Número de material: 12668780 /

Número de material antigo: 69630004D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar e desinfetar, laboratório	•
Máquinas de lavar e desinfetar para laboratório SlimLine	•
Equipamentos de limpeza para limpeza industrial de peças	•
Máquinas de lavar e desinfetar para laboratório SlimLine para a limpeza industrial de peças	•
Equipamentos compatíveis	
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 7111	•
Categoria do produto	
Complemento/Módulo para vidraria de colo estreito	•
Complemento para vários frascos	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável, Preto
Componente do sistema EasyLoad	•
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de vidraria de laboratório	•
Capacidade	
Vidraria de colo estreito [número]	8
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	72
Medida exterior, largura líquida em mm	133
Medida exterior, profundidade líquida em mm	479
Medida exterior, altura bruta em mm	200
Medida exterior, largura bruta em mm	525
Medida exterior, profundidade bruta em mm	540
Peso líquido em kg	1,25
Peso bruto em kg	1,64