


A 303

Módulo de injetores
para colocação perfeita de até 98 pipetas.



- Adequado para por ex. 98 pipetas graduadas e volumétricas
- Altura do braço de suporte: 150 mm
- Pode ser utilizada 1 peça de cada vez nos cestos #A 150 e APLW 106
- Altura de montagem sem cesto superior: 450 mm (com cesto inferior A 150)

Código EAN: 4002516854746 / Número de material: 12669220 /
Número de material antigo: 69630301D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar e desinfetar, laboratório	•
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, laboratório	•
Equipamentos compatíveis	
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 7111	•
Categoria do produto	
Complemento/Módulo para pipetas	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável, Plástico
Cor	Aço inoxidável, Preto
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de pipetas/tubos	•
Capacidade	
Pipetas [número]	98
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	185
Medida exterior, largura líquida em mm	222
Medida exterior, profundidade líquida em mm	471
Medida exterior, altura bruta em mm	220
Medida exterior, largura bruta em mm	260
Medida exterior, profundidade bruta em mm	490
Peso líquido em kg	2,50
Peso bruto em kg	3,08