

A 304  
Módulo de injetores  
para colocação perfeita de até 98 tubos.



- Adequado para por ex. 98 tubos centríf., Vials, tubos de ensaio
- As alturas de cargas são diferentes em função do posicionamento
- Pode ser utilizada 1 peça de cada vez nos cestos A 100, A 150 e APLW 106

Código EAN: 4002516854982 / Número de material: 12669230 /  
Número de material antigo: 69630401D

<b>Categorias de produto associadas</b>	
Máquinas de lavar e desinfetar, laboratório	•
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, laboratório	•
Equipamentos de limpeza para limpeza industrial de peças	•
Máquinas de lavar e desinfetar para laboratório SlimLine para a limpeza industrial de peças	•
<b>Equipamentos compatíveis</b>	
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 7111	•
<b>Categoria do produto</b>	
Complemento/Módulo para tubos de ensaio	•
<b>Caraterísticas do produto</b>	
Material	Aço inoxidável, Plástico
Cor	Aço inoxidável, Preto
<b>Âmbito de aplicação</b>	
Reprocessamento de pipetas/tubos	•
Reprocessamento de tubos de ensaio	•
<b>Capacidade</b>	
Tubos [número]	98
<b>Dimensões e peso</b>	
Medida exterior, altura líquida em mm	130
Medida exterior, largura líquida em mm	222
Medida exterior, profundidade líquida em mm	471
Medida exterior, altura bruta em mm	150
Medida exterior, largura bruta em mm	230
Medida exterior, profundidade bruta em mm	490
Peso líquido em kg	2,30
Peso bruto em kg	3,15