

E 417/1

Complemento

para colocação perfeita de até 30 espéculos de otorrinolaringologia.



- Adequado p/ colocação de ap. 30 espéculos de otorrinolaringologia
- 280 compartimentos aprox. ?? x ??
- A malha da base é de 4 mm
- Aplicável no cesto superior e inferior

Código EAN: 4002516855224 / Número de material: 12669760 /

Número de material antigo: 69541703D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar e desinfetar, medicina	•
Equipamentos compatíveis	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Categoria do produto	
Complemento para instrumentos de otorrinolaringologia	•
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de instrumentos de ORL	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável
Número de compartimentos	280
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	80
Medida exterior, largura líquida em mm	220
Medida exterior, profundidade líquida em mm	435
Medida exterior, altura bruta em mm	88
Medida exterior, largura bruta em mm	196
Medida exterior, profundidade bruta em mm	475
Peso líquido em kg	1,51
Peso bruto em kg	1,72