

E 458

Complemento

para colocação perfeita de tetinas com rosca.



- Adequado para 36 tetinas com rosca
- 36 compartimentos com ?? x ??
- Equipado com uma tampa rebatível e de fecho

Código EAN: 4002516854265 / Número de material: 12669800 /

Número de material antigo: 69545802D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar e desinfetar, medicina	•
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, medicina	•
Equipamentos compatíveis	
G 7823	•
G 7824	•
G 7826	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Categoria do produto	
Outros complementos	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável
Número de compartimentos	36
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de biberões	•
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	63
Medida exterior, largura líquida em mm	215
Medida exterior, profundidade líquida em mm	445
Medida exterior, altura bruta em mm	90
Medida exterior, largura bruta em mm	230
Medida exterior, profundidade bruta em mm	465
Peso líquido em kg	1,50
Peso bruto em kg	1,77