


A 605

Módulo

para reprocessamento otimizado de tubos de ensaio, tubos, provetas etc.



- Equipado com 98 injetores
- A máx. 160 mm, Ø máx. 20 mm
- Aplicável no carro A 503

Código EAN: 4002516854074 / Número de material: 12669870 /

Número de material antigo: 69660501D

Categorias de produto associadas

Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, laboratório

•

Equipamentos compatíveis

PLW 8615

•

PLW 8616

•

PLW 8617

•

Categoria do produto

Complemento/Módulo para tubos de ensaio

•

Âmbito de aplicação

Reprocessamento de pipetas/tubos

•

Reprocessamento de tubos de ensaio

•

Reprocessamento de vidraria de laboratório

•

Caraterísticas do produto

Material

Aço inoxidável

Cor

Aço inoxidável

Capacidade

Tubos de ensaio [número]

98

Tubos [número]

98

Dimensões e peso

Medida exterior, altura líquida em mm

158

Medida exterior, largura líquida em mm

254

Medida exterior, profundidade líquida em mm

604

Medida exterior, altura bruta em mm

190

Medida exterior, largura bruta em mm

288

Medida exterior, profundidade bruta em mm

620

Peso líquido em kg

2,84

Peso bruto em kg

3,31