

E 466

Injetor

para colocação perfeita de ressuscitadores 8 x 333 mm.



Código EAN: 4002516854920 / Número de material: 12669890 /

Número de material antigo: 69746602D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar e desinfetar, medicina	•
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, medicina	•
Equipamentos compatíveis	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Categoria do produto	
Outros acessórios	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de instrumentos de anestesia	•
Dimensões e peso	
Medida exterior, profundidade líquida em mm	333
Medida exterior, altura bruta em mm	12
Medida exterior, largura bruta em mm	150
Medida exterior, profundidade bruta em mm	200
Peso líquido em kg	0,85
Peso bruto em kg	1,00