

E 479

Encaixe

para conjuntos de microinstrumentos de 4 mm Ø.



- Aplicável em cestos de rede com malha 5 mm
- 50 unidades por saco

Código EAN: 4002516854067 / Número de material: 12669910 /  
Número de material antigo: 69747902D

<b>Categorias de produto associadas</b>	
Máquinas de lavar e desinfetar, medicina	•
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, medicina	•
<b>Equipamentos compatíveis</b>	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
<b>Categoria do produto</b>	
Encaixe	•
<b>Âmbito de aplicação</b>	
Reprocessamento de instrumentos CMI	•
Reprocessamento de instrumentos de oftalmologia	•
<b>Caraterísticas do produto</b>	
Material	Plástico
Cor	Transparente
<b>Dimensões e peso</b>	
Medida exterior, altura líquida em mm	5
Medida exterior, largura líquida em mm	21
Medida exterior, profundidade líquida em mm	21
Medida exterior, altura bruta em mm	12
Medida exterior, largura bruta em mm	100
Medida exterior, profundidade bruta em mm	150
Peso líquido em kg	0,07
Peso bruto em kg	0,08