

E 494

Complemento

para colocação separada de 5 placas de microtitulação.



Código EAN: 4002516853947 / Número de material: 12669920 /

Número de material antigo: 69549402D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar e desinfetar, laboratório	•
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, laboratório	•
Máquinas de lavar e desinfetar para laboratório SlimLine	•
Equipamentos de limpeza para limpeza industrial de peças	•
Máquinas de lavar e desinfetar para laboratório de grande capacidade para limpeza industrial de peças	•
Máquinas de lavar e desinfetar para laboratório SlimLine para a limpeza industrial de peças	•
Equipamentos compatíveis	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 7111	•
PLW 8505	•
Categoria do produto	
Outros complementos	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de vidraria de laboratório	•
Reprocessamento de diversos utensílios	•
Capacidade	
Placas de microtitulação [número]	5
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	35
Medida exterior, largura líquida em mm	205
Medida exterior, profundidade líquida em mm	440
Medida exterior, altura bruta em mm	90
Medida exterior, largura bruta em mm	230
Medida exterior, profundidade bruta em mm	465
Peso líquido em kg	0,48
Peso bruto em kg	0,72