

A 606

Módulo de injetores

p/uso de p. ex. compl. de vidr. de laboratório em níveis sup. do carro A 503



- Com braço de lavagem

Código EAN: 4002516853961 / Número de material: 12669930 /  
Número de material antigo: 69660602D

<b>Categorias de produto associadas</b>	
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, laboratório	•
<b>Equipamentos compatíveis</b>	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
<b>Categoria do produto</b>	
Outros complementos/Outro módulo	•
<b>Caraterísticas do produto</b>	
Material	Aço inoxidável, Plástico
Cor	Aço inoxidável, Preto
<b>Âmbito de aplicação</b>	
Reprocessamento de vidraria de laboratório	•
<b>Dimensões e peso</b>	
Medida exterior, altura líquida em mm	97
Medida exterior, largura líquida em mm	505
Medida exterior, profundidade líquida em mm	606
Medida exterior, altura bruta em mm	120
Medida exterior, largura bruta em mm	525
Medida exterior, profundidade bruta em mm	610
Peso líquido em kg	2,40
Peso bruto em kg	3,05