

A 612

Módulo de injetores

para reprocessamento ideal de vidraria de laboratório de grande volume.



- Individualmente equipável com injetores
- Adeq. p/frascos de labor. de 2–10 l, balões colo estr. de 2–6 l
- Adequado para frascos Erlenmeyer de 2–5 l, balões volum. de 2–5 l
- Aplicável no carro A 503

Código EAN: 4002516854173 / Número de material: 12670000 /

Número de material antigo: 69661201D

Categorias de produto associadas

Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, laboratório

•

Equipamentos compatíveis

PLW 8615

•

PLW 8616

•

PLW 8617

•

Categoria do produto

Complemento/Módulo para vidraria de colo estreito

•

Módulo para vidraria de laboratório de grande volume

•

Caraterísticas do produto

Material

Aço inoxidável, Plástico

Cor

Aço inoxidável, Preto

Âmbito de aplicação

Reprocessamento de vidraria de laboratório

•

Capacidade

Vidraria de laboratório de grande volume [número]

4

Dimensões e peso

Medida exterior, altura líquida em mm

221

Medida exterior, largura líquida em mm

253

Medida exterior, profundidade líquida em mm

608

Medida exterior, altura bruta em mm

253

Medida exterior, largura bruta em mm

293

Medida exterior, profundidade bruta em mm

648

Peso líquido em kg

3,23

Peso bruto em kg

3,75