


A 613

Módulo de injetores

para reprocessamento de pipetas volumétricas e graduadas.



- Equipado com 98 injetores
- Adequado para pipetas graduadas com um volume de 1–50 ml
- Adequado para pipetas volumétricas com um volume de 1–100 ml
- Aplicável no carro A 503

Código EAN: 4002516854128 / Número de material: 12670020 /

Número de material antigo: 69661301D

| | |
|--|--------------------------|
| Categorias de produto associadas | |
| Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, laboratório | • |
| Equipamentos compatíveis | |
| PLW 8615 | • |
| PLW 8616 | • |
| PLW 8617 | • |
| Categoria do produto | |
| Complemento/Módulo para pipetas | • |
| Caraterísticas do produto | |
| Material | Aço inoxidável, Plástico |
| Cor | Aço inoxidável, Preto |
| Âmbito de aplicação | |
| Reprocessamento de pipetas/tubos | • |
| Reprocessamento de vidraria de laboratório | • |
| Capacidade | |
| Pipetas [número] | 98 |
| Dimensões e peso | |
| Medida exterior, altura líquida em mm | 194 |
| Medida exterior, largura líquida em mm | 254 |
| Medida exterior, profundidade líquida em mm | 604 |
| Medida exterior, altura bruta em mm | 217 |
| Medida exterior, largura bruta em mm | 283 |
| Medida exterior, profundidade bruta em mm | 615 |
| Peso líquido em kg | 2,69 |
| Peso bruto em kg | 3,05 |