

E 792

Mangueira de silicone com ligação para ligação a bocais de ligação Luer-Lock macho.



- Com ligação Luer-Lock macho
- Comprimento 160 mm
- 4 tubos de silicone por embalagem

Código EAN: 4002516854760 / Número de material: 12670280 /
Número de material antigo: 69779202D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar e desinfetar, medicina	•
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, medicina	•
Equipamentos compatíveis	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Categoria do produto	
Outros acessórios	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável, Plástico
Cor	Aço inoxidável, Transparente
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de instrumentos CMI	•
Reprocessamento de instrumentos de oftalmologia	•
Reprocessamento de instrumentos ocios	•
Dimensões e peso	
Medida exterior, profundidade líquida em mm	160
Medida exterior, altura bruta em mm	12
Medida exterior, largura bruta em mm	80
Medida exterior, profundidade bruta em mm	120
Peso líquido em kg	0,08
Peso bruto em kg	0,09