

A 621

Módulo injetor

p/reproc. otimizado de vidraria de laboratório, com 20 espaços p/injetores.



- Individualmente equipável com máx. de 20 bicos
- Aplicável nos carros A 503 e APLW 511
- Parte integrante do sistema EasyLoad

Código EAN: 4002516855125 / Número de material: 12678110 /
Número de material antigo: 69662101D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, laboratório	•
Equipamentos compatíveis	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Categoria do produto	
Complemento/Módulo para vidraria de colo estreito	•
Complemento para vários frascos	•
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de vidraria de laboratório	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável
Componente do sistema EasyLoad	•
Capacidade	
Vidraria de colo estreito [número]	20
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	113
Medida exterior, largura líquida em mm	173
Medida exterior, profundidade líquida em mm	608
Medida exterior, altura bruta em mm	170
Medida exterior, largura bruta em mm	208
Medida exterior, profundidade bruta em mm	645
Peso líquido em kg	1,93
Peso bruto em kg	2,27