

E 907/1

Cestos de rede

para colocação perfeita de diversos conjuntos de instrumentos de peças pequenas.



- Com tampa para peças pequenas
- Malha com 3 x 1 mm
- Gancho para pendurar no E 905/1 e E 903/1

Código EAN: 4002516854258 / Número de material: 12678170 /

Número de material antigo: 69590703D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar e desinfetar, medicina	•
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, medicina	•
Equipamentos compatíveis	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
Categoria do produto	
Tabuleiro de rede	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	48
Medida exterior, largura líquida em mm	129
Medida exterior, profundidade líquida em mm	170
Medida exterior, altura bruta em mm	75
Medida exterior, largura bruta em mm	160
Medida exterior, profundidade bruta em mm	243
Peso líquido em kg	0,26
Peso bruto em kg	0,37