

E 936

Complemento

para a colocação ideal de até 15 punhos.



Código EAN: 4002516854326 / Número de material: 12678190 /

Número de material antigo: 69593602D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, medicina	•
Equipamentos compatíveis	
G 7823	•
G 7824	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
Categoria do produto	
Outros complementos	•
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de instrumentos cirúrgicos	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável
Capacidade	
Manípulos de lâmpada [número]	15
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	90
Medida exterior, largura líquida em mm	245
Medida exterior, profundidade líquida em mm	500
Medida exterior, altura bruta em mm	135
Medida exterior, largura bruta em mm	277
Medida exterior, profundidade bruta em mm	529
Peso líquido em kg	0,64
Peso bruto em kg	1,05