

A 622

Módulo injetor

reprocessamento ideal de vidraria de laboratório, com 36 espaços para injetores.



- Individualmente equipável com um máx. de 36 injetores
- Aplicável nos carros A 503 e APLW 511
- Parte integrante do sistema EasyLoad

Código EAN: 4002516854531 / Número de material: 12678490 /

Número de material antigo: 69662201D

Categorias de produto associadas

Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, laboratório

•

Máquinas de lavar e desinfetar para laboratório SlimLine para a limpeza industrial de peças

•

Equipamentos compatíveis

PLW 8615

•

PLW 8616

•

PLW 8617

•

Categoria do produto

Complemento/Módulo para vidraria de colo estreito

•

Complemento para vários frascos

•

Caraterísticas do produto

Material

Aço inoxidável

Cor

Aço inoxidável

Componente do sistema EasyLoad

•

Âmbito de aplicação

Reprocessamento de vidraria de laboratório

•

Capacidade

Vidraria de colo estreito [número]

36

Frascos [número]

36

Balão de fundo redondo [número]

36

Dimensões e peso

Medida exterior, altura líquida em mm

113

Medida exterior, largura líquida em mm

204

Medida exterior, profundidade líquida em mm

608

Medida exterior, altura bruta em mm

145

Medida exterior, largura bruta em mm

222

Medida exterior, profundidade bruta em mm

629

Peso líquido em kg

2,22

Peso bruto em kg

2,60