

A 623  
Módulo  
para colocação ideal de provetas graduadas.



- Equipado com 4 injetores
- Para provetas graduadas com capacidade de 1–2 l
- Encaixes articulados para um manuseamento fácil

Código EAN: 4002516853893 / Número de material: 12678510 /  
Número de material antigo: 69662301D

<b>Categorias de produto associadas</b>	
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, laboratório	•
<b>Equipamentos compatíveis</b>	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
<b>Categoria do produto</b>	
Complemento/Módulo para proveta graduada	•
<b>Âmbito de aplicação</b>	
Reprocessamento de vidraria de laboratório	•
Reprocessamento de provetas graduadas	•
<b>Caraterísticas do produto</b>	
Material	Aço inoxidável, Plástico
Cor	Aço inoxidável, Preto
<b>Capacidade</b>	
Provetas graduadas [número]	4
<b>Dimensões e peso</b>	
Medida exterior, altura líquida em mm	437
Medida exterior, largura líquida em mm	255
Medida exterior, profundidade líquida em mm	608
Medida exterior, altura bruta em mm	269
Medida exterior, largura bruta em mm	400
Medida exterior, profundidade bruta em mm	615
Peso líquido em kg	2,42
Peso bruto em kg	3,42