

A 623

Módulo de injetores

para colocação ideal de provetas graduadas.



- Equipado com 4 injetores
- Para provetas graduadas com capacidade de 1–2 l
- Encaixes articulados para um manuseamento fácil

Código EAN: 4002516853893 / Número de material: 12678510 /

Número de material antigo: 69662301D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, laboratório	•
Equipamentos compatíveis	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Categoria do produto	
Complemento/Módulo para proveta graduada	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável, Plástico
Cor	Aço inoxidável, Preto
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de vidraria de laboratório	•
Reprocessamento de provetas graduadas	•
Capacidade	
Provetas graduadas [número]	4
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	437
Medida exterior, largura líquida em mm	255
Medida exterior, profundidade líquida em mm	608
Medida exterior, altura bruta em mm	269
Medida exterior, largura bruta em mm	400
Medida exterior, profundidade bruta em mm	615
Peso líquido em kg	2,42
Peso bruto em kg	3,42