

FP 900

Base

incl. tabuleiro inferior e passagens para instalações de esgoto.



- Adequado para máquinas de 2 portas com uma largura de 900 mm
- Armação com tabuleiro de recolha integrado e aço inoxidável
- Adequada p/máquinas com válvula de esgoto ou bomba de esgoto

Código EAN: 4002516854548 / Número de material: 12678670 /

Número de material antigo: 69253010D

Categorias de produto associadas

Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, laboratório

•

Equipamentos compatíveis

PLW 8616

•

Categoria do produto

Sapata/base para encastrar

•

Caraterísticas do produto

Material Aço inoxidável

Cor Aço inoxidável

Dimensões e peso

Medida exterior, altura líquida em mm 100

Medida exterior, largura líquida em mm 900

Medida exterior, profundidade líquida em mm 990

Medida exterior, altura bruta em mm 155

Medida exterior, largura bruta em mm 935

Medida exterior, profundidade bruta em mm 1040

Peso líquido em kg 25,80

Peso bruto em kg 27,80