

A 806

Encaixe

a reprocessamento ótimo de instrumentos da cirurgia robótica.



- Para instrumentos especiais com ligação de lavagem lateral

Código EAN: 4002516854289 / Número de material: 12680100 /

Número de material antigo: 69680602D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, medicina	•
Equipamentos compatíveis	
PG 8527	•
PG 8528	•
Categoria do produto	
Módulo/Encaixe para instrumentos robóticos	•
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de instrumentos robóticos	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável
Capacidade	
Instrumento robótico [número]	1
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	77
Medida exterior, largura líquida em mm	41
Medida exterior, profundidade líquida em mm	165
Medida exterior, altura bruta em mm	70
Medida exterior, largura bruta em mm	160
Medida exterior, profundidade bruta em mm	240
Peso líquido em kg	0,16
Peso bruto em kg	0,27