

MF 27/28-1

Carro de transporte

para carga & descarga de máquinas de lavagem & desinfecção.



- Equipado com 4 rodas, 2 delas reguláveis
- Manuseamento simples e agradável devido às pegas arredondadas
- Poss. ancorar ou fixar aos dois lados do apar., tapete rol. etc
- Altura de entrada 850 mm, – 100 mm, + 150 mm
- Com tabuleiro coletor removível, A 70, L 603, P 866 mm

Código EAN: 4002516853923 / Número de material: 12680160 /

Número de material antigo: 69200112D

#### Categorias de produto associadas

Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, laboratório

•

Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, medicina

•

#### Equipamentos compatíveis

PG 8527

•

PG 8528

•

#### Categoria do produto

Sistemas de arrumação/transporte

•

#### Caraterísticas do produto

Material

Aço inoxidável

Cor

Aço inoxidável

#### Dimensões e peso

Medida exterior, altura líquida em mm

1050

Medida exterior, largura líquida em mm

740

Medida exterior, profundidade líquida em mm

930

Medida exterior, altura bruta em mm

1155

Medida exterior, largura bruta em mm

800

Medida exterior, profundidade bruta em mm

1200

Peso líquido em kg

28,00

Peso bruto em kg

47,60