

MF/3

Carro de transporte

para carga & descarga de máquinas de lavagem & desinfecção.



- Para um fácil manuseamento de carros de instrumentos
- Mecanismo de elevação através de pedal
- Equipado com 2 rodas reguláveis
- Nível de entrada 751 mm, +/- 100 mm

Código EAN: 4002516853817 / Número de material: 12680170 /

Número de material antigo: 69200119D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar e desinfetar, laboratório	•
Máquinas de lavar e desinfetar, medicina	•
Equipamentos compatíveis	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
Categoria do produto	
Sistemas de arrumação/transporte	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	1182
Medida exterior, largura líquida em mm	660
Medida exterior, profundidade líquida em mm	807
Medida exterior, altura bruta em mm	770
Medida exterior, largura bruta em mm	800
Medida exterior, profundidade bruta em mm	1200
Peso líquido em kg	34,20
Peso bruto em kg	55,80