


RP 1150

Base com rodas

p/máq. de 1150 mm de larg., incl. tabuleiro inf., s/passagens p/ralo no chão.



- Adequado para máquinas de 1 porta com uma largura de 1150 mm
- Rodas para empurrar a máquina em caso assistência
- Adequada só para máquinas com bomba de esgoto
- Fácil acesso em caso de assistência

Código EAN: 4002516854890 / Número de material: 12680180 /

Número de material antigo: 69253011D

Categorias de produto associadas

Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, laboratório

•

Equipamentos compatíveis

PLW 8617

•

Categoria do produto

Sapata/base para encastrar

•

Caraterísticas do produto

Material

Aço inoxidável

Cor

Aço inoxidável

Dimensões e peso

Medida exterior, altura líquida em mm

100

Medida exterior, largura líquida em mm

990

Medida exterior, profundidade líquida em mm

1150

Medida exterior, altura bruta em mm

160

Medida exterior, largura bruta em mm

1035

Medida exterior, profundidade bruta em mm

1185

Peso líquido em kg

33,70

Peso bruto em kg

36,00