


RP 900

Base com rodas

p/máq. de 900 mm de largura, incl. tabuleiro inf., s/passagens p/ralo no chão.



- Adequado para máquinas de 1 porta com uma largura de 900 mm
- Rodas para empurrar a máquina em caso assistência
- Adequada só para máquinas com bomba de esgoto
- Fácil acesso em caso de assistência

Código EAN: 4002516855170 / Número de material: 12680650 /

Número de material antigo: 69253012D

Categorias de produto associadas

Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, laboratório

•

Equipamentos compatíveis

PLW 8615

•

Categoria do produto

Sapata/base para encastrar

•

Caraterísticas do produto

Material	Aço inoxidável
----------	----------------

Cor	Aço inoxidável
-----	----------------

Dimensões e peso

Medida exterior, altura líquida em mm	100
---------------------------------------	-----

Medida exterior, largura líquida em mm	900
--	-----

Medida exterior, profundidade líquida em mm	990
---	-----

Medida exterior, altura bruta em mm	155
-------------------------------------	-----

Medida exterior, largura bruta em mm	940
--------------------------------------	-----

Medida exterior, profundidade bruta em mm	1200
---	------

Peso líquido em kg	30,80
--------------------	-------

Peso bruto em kg	33,10
------------------	-------