

TC 900

Revestimento superior

p/máquinas de 900 mm de largura sem condensador de vapor ou unid. de secagem.



- Porta de serviço bloqueável incluída
- A cobertura até ao teto da câmara tem de ser criada no local

Código EAN: 4002516854524 / Número de material: 12680680 /

Número de material antigo: 69252006D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, laboratório	•
Equipamentos compatíveis	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
Categoria do produto	
Cobertura	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	840
Medida exterior, largura líquida em mm	845
Medida exterior, profundidade líquida em mm	1045
Medida exterior, altura bruta em mm	990
Medida exterior, largura bruta em mm	860
Medida exterior, profundidade bruta em mm	1200
Peso líquido em kg	48,90
Peso bruto em kg	63,90